



exeol skin

Loción de lavado de manos y cuerpo



► Para el lavado sencillo de manos y cuerpo en el ámbito sanitario. Adecuado para un uso frecuente en las manos.

▪ **Producto conforme a la decisión Ecolabel (UE) 2021/1870 relativa a los productos cosméticos.**

▪ **Probado dermatológicamente.**

▪ **Adaptado a todos los tipos de pieles, incluidas las pieles sensibles.**


▪ **Adecuado para niños menores de 3 años.**

▪ **Formulación sin perfume ni colorante.**



HIGIENE DE MANOS

+ PRODUCTO



EU Ecolabel : FR/030/026

**SIN
PERFUME**

BUENAS PRÁCTICAS



Archivo del producto disponible en
www.exeol.fr

Instrucciones de uso

▪ Frasco 250mL:

Frasco recargable con formato de 5L.

Uso en las manos

1. Colocar el frasco boca abajo sobre la mano mojada.
2. Presionar brevemente los laterales del frasco para aplicar una dosis.
3. Friccionar manos y muñecas al menos 15 seg.
4. Aclarar con agua abundante durante al menos 15 seg. y secar.

Uso en el cuerpo

1. Colocar el frasco boca abajo y presionar brevemente los laterales del frasco para aplicar 6 dosis sobre la piel previamente mojada.
2. Friccionar y hacer espuma.
3. Aclarar minuciosamente y secar.

Una dosis = 1 presión ($\approx 1,7$ a 2mL)

▪ Frascos 500mL, 1L bomba y 1L airless:

Frasco recargable con formato de 5L. (únicamente para frascos de 500mL + 1L bomba)

Uso en las manos

1. Aplicar una dosis en la palma de las manos mojadas.
2. Friccionar manos y muñecas al menos 15 seg.
3. Aclarar con agua abundante durante al menos 15 seg. y secar.

Uso en el cuerpo

1. Aplicar 6 dosis de producto sobre la piel previamente mojada.
2. Friccionar y hacer espuma.
3. Aclarar minuciosamente y secar.

Una dosis = 1 presión ($\approx 1,7$ a 2mL)

▪ Bidón 5L:

El bidón de 5L es una recarga para los formatos de 250mL, 500mL y 1L bomba.

Anotar en el frasco recargado el número de lote y la fecha de caducidad marcados en el bidón de 5L **exeol skin**.

SANTÉ
exeol
UNA DIVISIÓN DE SODEL

Presentaciones comerciales

- Caja 24 x 250mL: EXS0079
- Caja 12 x 500mL bomba: EXS0001
- Caja 12 x 1L bomba: EXS0002
- Caja 12 x 1L airless: EXS0007
- Caja 4 x 5L: EXS0003

Accesorios



500mL
(AC0165 & AC0168)



1L
(AC0165 & AC0169)



1L
(AC0026)



Dispensador de codo
(AC0166)



Soporte antigoteo
(AC0170)



Dispensador manual ABS para 1L airless
(AC0177)

Ingredientes	Características	Precauciones
AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, BENZYL ALCOHOL, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM BENZOATE, COCO-GLUCOSIDE, GLYCERYL OLEATE, CITRIC ACID.	▪ pH: 4,5 - 5,5 ▪ Color: De incoloro a amarillo pálido ▪ Perfume: No perfumado	Si utiliza la dosificación adecuada del producto y la recarga, minimizará su impacto medioambiental y ahorrará dinero. No mezclar con otros productos. No ingerir. En caso de proyección accidental en los ojos, aclarar con agua abundante. Mantener fuera del alcance de los niños.

SOLO PARA USO PROFESIONAL

FABRICADO EN FRANCIA

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol
UNA DIVISIÓN DE SODEL