

exeol floor

Detergente desinfectante para suelos y superficies

► Para la limpieza y la desinfección de suelos, superficies y paredes.

Para uso en todo tipo de suelos y superficies mediante limpieza húmeda.

- **Acción limpiadora combinada con efecto desinfectante.**
- **Asociación sinérgica original de tres activos antimicrobianos (efecto SCALE).**
- **Contiene un agente secuestrante fácilmente biodegradable.**
- **Adaptado a las superficies que pueden entrar en contacto con alimentos.**
- **Perfume* limón.**



Instrucciones de uso

Cumplir el plan de higiene del establecimiento.

▪ Dosis de 20mL:

Cortar la dosis usando las líneas de precorte. En 8L de agua a temperatura ambiente, echar una dosis (0,25% 15 min. para las actividades bactericida & levuricida) o 2 dosis (0,5% 5 min. para las actividades bactericida & levuricida / 0,5% 60 min. para la actividad virucida contra los virus con envoltura (aplicaciones TP2)).

▪ Frasco dosificador de 1L:

Quitar el tapón y presionar los laterales del frasco para obtener la dosis deseada.

Diluir la dosis obtenida con agua a temperatura ambiente:

- 0,25% (2,5mL/L, es decir 20mL para 8L de agua) por un tiempo de contacto de 15 min. para las actividades bactericida & levuricida.

- 0,5% (5mL/L, es decir 40mL para 8L de agua) por un tiempo de contacto de 5 min. para las actividades bactericida & levuricida y de 60 min. para la actividad virucida contra los virus con envoltura (aplicaciones TP2)).

▪ Bidón de 5L:

Cuando se utilice por primera vez, antes de destapar el tapón, retirar el anillo de protección. **1.** Destapar el tapón. **2.** Utilizar un sistema de dosificación adecuado. **3.** Diluir el concentrado con agua a temperatura ambiente:

- 0,25% (2,5mL/L, es decir 20mL para 8L de agua) por un tiempo de contacto de 15 min. para las actividades bactericida & levuricida.

- 0,5% (5mL/L, es decir 40mL para 8L de agua) por un tiempo de contacto de 5 min. para las actividades bactericida & levuricida y de 60 min. para la actividad virucida contra los virus con envoltura (aplicaciones TP2)).

Uso en suelos: **1.** Efectuar un barrido húmedo de los suelos que se van a tratar. **2.** Tiempo de contacto: a partir de 5 min. (a la dilución de 0,5%), según el espectro de actividad deseado. **3.** No aclarar. Dejar secar.

Uso en superficies y paredes: **1.** Impregnar el medio de limpieza con la solución diluida y pasarlo sobre las superficies que se van a tratar. **2.** Tiempo de contacto: a partir de 5 min. (a la dilución de 0,5%), según el espectro de actividad deseado. **3.** No aclarar (excepto las superficies que estén en contacto con productos alimenticios). Dejar secar.

Después de su uso, enjuagar los equipos que hayan servido para aplicar el producto.

Repetir la operación de desinfección cada vez que sea necesario.

Formatos comercializados

- Caja 250 x 20mL
- Caja 6 x 1L dosificador
- Caja 2 x 5L

SUELOS Y SUPERFICIES

+ PRODUCTO

efecto
SCALE

FÓRMULA
CONCENTRADA

BUENAS PRÁCTICAS



Ficha del producto disponible en
www.exeol.fr/es

SANTÉ
exeol
UNA DIVISIÓN DE SODEL

exeol floor

Detergente desinfectante para suelos y superficies

Propiedades microbiológicas

Condiciones de suciedad, 20°C:

	PRUEBAS	CEPAS	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	0,5% - 5 min. 0,25% - 15 min.
	EN 1276	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Escherichia coli</i>	
	EN 16615	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	
Levuricida	EN 13624	<i>Candida albicans</i>	0,5% - 5 min. 0,25% - 15 min.
	EN 1650		
	EN 16615		
Virucida contra los virus envueltos	EN 14476	Virus de la Vacuna ¹	0,5% - 5 min. 0,25% - 45 min.
	EN 16777		0,5% - 60 min.

¹El virus de la vacuna es el virus representativo de los virus envueltos que se presentan en el anexo A de la norma EN 14776+A2 y de la norma EN 16777 y en el anexo B de la norma EN 17111, como por ejemplo: Virus de la hepatitis B (VHB); Virus de la hepatitis C (VHC); virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); herpesviridae (herpesvirus); coronavirus; virus de la gripe, de la rabia, de la rubéola, del sarampión...

Composición	Características	Precauciones
Preparación líquida biocida TP2/TP4. Sustancias activas biocidas (% m/m): N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina (CAS: 2372-82-9) 6,46% ; Cloruro de didecildimetilamonio (CAS: 7173-51-5) 1,5% ; Cloruro de C12-16-alquildimetilbencilamonio (CAS: 68424-85-1) 2,5%.	- pH: 10,2 - 10,8 - Perfume*: Limón - Color: Verde *Perfume sintético.	Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el biocida antes de usarlo. Antes de cualquier uso, asegúrese de que sea indispensable, sobre todo, en lugares muy frecuentados por el público general. Favorecer, siempre que sea posible, métodos alternativos y productos que presenten un menor riesgo para la salud humana y animal y para el medio ambiente. Tipo de producto 2 (TP2): Desinfectantes y alguicidas no destinados a la aplicación directa a personas o animales. Tipo de producto 4 (TP4): Desinfectantes por alimentos y piensos. UFI: 1G49-G0SD-200C-D7HG



SOLO PARA USO PROFESIONAL

FABRICADO EN FRANCIA

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, Francia.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr


UNA DIVISIÓN DE SODEL